

## VELP Scientifica - Soluzioni per Agitare



**MST**  
(Analogico / Digitale)

**MICROSTIRRER**

**ESP**

**MULTISTIRRER 6**  
(Analogico / Digitale)

**MULTISTIRRER 15**  
(Analogico / Digitale)

**AMI**

**AMI4**

Impostazione velocità rpm	fino a 1500	fino a 1100	fino a 1100	da 80 a 1500 (digitale)	da 80 a 1500 (digitale)	fino a 1100	fino a 1100	
Volume L	fino a 5	fino a 5	fino a 5	fino a 2.4 (400 ml cad.)	fino a 3.75 (250 ml cad.)	fino a 5	fino a 20	
Timer	● (versione digitale)			● (versione digitale)	● (versione digitale)			
Inversione rotazione				● (versione digitale)	● (versione digitale)			
Dimensioni (LxHxP)	mm	120x50x145	120x48x128	160x33x230	230x51.5x370	230x51.5x370	150x55x270	600x55x270
	(in)	(4.7x1.97x5.9)	(4.7x1.9x5.0)	(6.3x1.3x9.0)	(9.0x2.0x14.5)	(9.0x2.0x14.5)	(5.9x2.2x10.6)	(23.6x2.2x10.6)
Peso	Kg	0.6	0.55	0.9	1.75	2.1	1.2	4.0
	(lb)	(1.3)	(1.1)	(2.0)	(3.8)	(4.6)	(2.6)	(8.8)
Alimentazione	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	
Potenza	0.6 W	0.6 W	5 W	3.6 W	9 W	1.2 W	4.8 W	



[www.velp.com](http://www.velp.com)