

## VELP Scientifica - Soluzioni per Agitare



**MST**  
(Analogico / Digitale)

**MICROSTIRRER**

**ESP**

**AGE**

**ATE**

**MULTISTIRRER 6**  
(Analogico / Digitale)

**MULTISTIRRER 15**  
(Analogico / Digitale)

**AMI**

**AMI4**

Impostazione velocità rpm		fino a 1500	fino a 1100	fino a 1100	fino a 1200	fino a 1200	da 80 a 1500 (digitale)	da 80 a 1500 (digitale)	fino a 1100	fino a 1100
Volume L		fino a 5	fino a 5	fino a 5	fino a 8	fino a 25	fino a 2.4 (400 ml cad.)	fino a 3.75 (250 ml cad.)	fino a 5	fino a 20
Timer		● (versione digitale)					● (versione digitale)	● (versione digitale)		
Inversione rotazione							● (versione digitale)	● (versione digitale)		
Dimensioni (LxHxP)	mm	120x50x145	120x48x128	160x33x230	171x75x190	250x120x285	230x51.5x370	230x51.5x370	150x55x270	600x55x270
	(in)	(4.7x1.97x5.9)	(4.7x1.9x5.0)	(6.3x1.3x9.0)	(6.7x2.9x7.5)	(9.8x4.7x11.2)	(9.0x2.0x14.5)	(9.0x2.0x14.5)	(5.9x2.2x10.6)	(23.6x2.2x10.6)
Peso	Kg	0.6	0.55	0.9	1.8	3.7	1.75	2.1	1.2	4.0
	(lb)	(1.3)	(1.1)	(2.0)	(4.0)	(8.1)	(3.8)	(4.6)	(2.6)	(8.8)
Alimentazione		100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	115 o 230 V	115 o 230 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V	100÷240 V
Potenza		0.6 W	0.6 W	5 W	40 W	15 W	3.6 W	9 W	1.2 W	4.8 W